

PATIENTENBIJSLUITER

Darmonderzoek middels colonpassagetijdmeting met behulp van de Transit-Pellets™ radiopake markers.

Lees de informatie in deze brochure aandachtig voordat u de Transit-Pellets™ inneemt. Deze brochure bevat belangrijke informatie. Gebruik Transit-Pellets™ uitsluitend zoals voorgeschreven in deze patiënteninformatiebrochure of volgens de instructies van uw arts. Bewaar deze informatie goed. U wilt het misschien later nog eens lezen.

- ZEER BELANGRIJK: Zorg ervoor dat u zich houdt aan de afspraak die gemaakt is voor het nemen van uw röntgenfoto
- ZEER BELANGRIJK: Het is van groot belang dat u geen laxeermiddelen (in welke vorm dan ook) gebruikt totdat uw arts u laat weten dat de onderzoeken zijn afgerond. Onder laxeermiddelen vallen stimulerende laxeermiddelen, bulkvormende laxeermiddelen (vezels), zetpillen en zoutlaxeermiddelen (klysmas)
- Vraag uw arts om verdere informatie of advies
- Breng uw arts op de hoogte van uw allergieën voordat u aan het onderzoek begint
- Dit onderzoek wordt afgeraden indien u zwanger bent of er een mogelijkheid is dat u zwanger bent, aangezien er een röntgenfoto van de buik gemaakt zal worden
- Gedurende de week van het onderzoek, moet u uw gewone eetpatroon aanhouden (zowel voor eten als drinken)
- Er zijn veel factoren, bijv. uw dieet of medicatie, die van invloed kunnen zijn op de uitslag. Bespreek eventuele medicatie met uw arts voordat u begint met het innemen van de capsules. De arts zal u adviseren of u tijdelijk dient te stoppen met het innemen van andere medicatie
- Indien u teveel of verkeerde capsules heeft ingenomen, bent vergeten een capsule in te nemen of een capsule heeft ingenomen op het verkeerde moment, dient u direct contact op te nemen met uw arts voor advies

In deze patiënteninformatiebrochure vindt u de volgende informatie:

- 1) Wat is een colonpassagetijdonderzoek?
- 2) Wat zit er in de capsule?
- 3) Hoe verloopt het proces?
- 4) Hoe bewaar ik Transit-Pellets™ radiopake markers?
- 5) Vermelding van de samenstelling



1) Wat is een colonpassagetijdonderzoek?

Een colonpassagetijdonderzoek met behulp van Transit-Pellets™ radiopake markers wordt door uw arts ingezet om patiënten te kunnen diagnostiseren die leiden aan chronische constipatie. De arts kan hierdoor onderscheid maken tussen een langzame en een normale stoelgang. Uit het onderzoek blijkt hoe lang voedsel er over doet om door het spijsverteringsstelsel te passeren. Deze meting kan ook worden toegepast wanneer er sprake is van chronische diarree om zo te kunnen vaststellen of de klacht is gerelateerd aan een abnormaal snelle of normale colonpassagetijd. Of uw arts kan ook een andere methode voorstellen. In dat geval, kunt u uw arts vragen welke methode hij of zij voor u heeft gekozen.

2) Wat zit er in de capsule?

In het doosje vindt u een doordrukverpakking van radiopake markers met daarin zeven (7) capsules. U kunt de markers zien binnenin de capsule voordat u deze inneemt. De capsule lost op en de markers zullen, net als voedsel, door uw spijsverteringsstelsel en darmen passeren. De markers zullen worden uitgescheiden via ontlasting en zijn volkomen onschadelijk.

3) Hoe verloopt het proces?

Aan de hand van de röntgenfoto genomen op de zevende dag, kan uw arts het aantal markers wat nog aanwezig is in uw spijsverteringsstelsel tellen en hierdoor kan hij of zij bepalen welke aandoening u heeft en hoe

deze het beste kan worden behandeld. De arts zal voor u een poliklinische afspraak inplannen om de resultaten van het onderzoek te bespreken.

De tabel hieronder toont wanneer de capsules dienen te worden ingenomen (indien dit nog niet was vermeld op de brief met uw afspraak) gebaseerd op de tijd en datum van uw afspraak om een röntgenfoto te laten maken. Onderstaande tijden zijn slechts voorbeelden.

Dag	1	2	3	4	5	6:1	6:2	7
Tijd	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	21:00	09:00
Ringvormige markers	X	X	X	X	X			
Buisvormige markers						X	X	
Röntgenfoto van de buik								Röntgenfoto

De doordrukverpakking is voorzien van de nummers 1-6. Elk nummer staat voor een dag in de bovenstaande tabel. Neem de capsules met water in volgens de nummers op de achterkant van de doordrukverpakking. Eén (1) capsule per dag gedurende de eerste vijf (5) dagen. Op de zesde (6) dag dienen er twee (2) capsules te worden ingenomen met een interval van twaalf (12) uur (zie tabel hierboven).

Indien u moeite heeft met het innemen van de capsule of de markers, kunt u, in plaats van water, proberen de capsules of de markers in te nemen met appelmoes of yoghurt. De dikte van het zachte voedsel vereenvoudigt het innemen.

Zorg ervoor dat u het tijdschema precies volgt; hieronder valt ook de afspraak voor het maken van uw röntgenfoto op de zevende (7) dag.

4) Hoe bewaar ik Transit-Pellets™ radiopake markers?

Bewaren op kamertemperatuur

Bewaar Transit-Pellets™ buiten het bereik van kinderen

5) Vermelding van de samenstelling

Capsule: Hypromellose methylcellulose E464

Markeringen: Elastosil® R 401/60 Silicone Rubber (78%), Barium Sulfate BaSO₄ powder EMPROVE (22%)

Dit document is alleen bedoeld om informatie te verstrekken en is geen vervanging voor het advies dat u krijgt van uw betrokken zorgverleners.



Batch



Houdbaarheidsdatum



Fabrikant



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

Fabrikant: Medifactia AB

Adres: Medifactia AB, c/o IOFFICE BUSINESS CENTER, Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm, SWEDEN

Telefoon: +46 (0)8-460 072 06

Webadres: <http://medifactia.com>

CE 0402