

POTILASTIEDOTE

Paksusuolen läpikulkuajan mittaus röntgenpositiivisten Transit-Pellets™ merkkiainekapselien avulla

Lue tämä tiedote huolellisesti ennen röntgenpositiivisten Transit-Pellets™ kapselien käytön aloittamista. Se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Käytä röntgenpositiivisia Transit-Pellets™ kapseleita tämän tiedotteen tai lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti. Sästä tämä tiedote. Saatat tarvita sitä myöhemminkin.

- ERITTÄIN TÄRKEÄÄ: Muista noudattaa sovittua röntgenaikaa
- ERITTÄIN TÄRKEÄÄ: Älä käytä mitään ummetuslääkkeitä ennen kuin lääkäri ilmoittaa, että testi on suoritettu. Ummetuslääkkeisiin kuuluvat suolen toimintaa kiihdyttävät valmisteet ja sen sisältöä lisäävät kuidut sekä supot ja peräruiskeet
- Käänny lääkärin puoleen, jos tarvitset lisätietoja tai sinulla on kysyttävää
- Kerro lääkärillesi mahdollisista allergioista ennen tutkimuksen aloittamista
- Tätä testiä ei suositella, jos olet tai voit olla raskaana, sillä vatsan röntgenkuvaus vaaditaan
- Älä muuta tavanomaista ruokavaliotasi (ateria tai juoma) tutkimuksen testiviikon aikana
- Monet tekijät, kuten ruokavalio tai lääkitys, voivat vaikuttaa tulokseen. Kerro lääkärille mahdollisesta lääkityksestäsi ennen kapseleiden käytön aloittamista. Lääkäri kertoo, onko muu lääkitys keskeytettävä väliaikaisesti
- Jos olet ottanut liian monta kapselia tai vääriä kapseleita, tai olet unohtanut ottaa kapselin tai ottanut sen väärään aikaan, ota yhteyttä lääkäriin

Tässä potilastiedotteessa annetaan seuraavat tiedot:

- 1) Mikä on paksusuolen läpikulkuajan testi?
- 2) Mitä kapseli sisältää?
- 3) Mitä menetelmä tarkoittaa?
- 4) Kuinka röntgenpositiivisia Transit-Pellets™ kapseleita säilytetään
- 5) Sisältö



1) Mikä on paksusuolen läpikulkuajan testi?

Lääkäri suorittaa paksusuolen läpikulkuajan testin röntgenpositiivisten Transit-Pellets™-kapseleiden avulla diagnosoidakseen kroonisen ummetuksen potilaalla, sekä havaitakseen eron hitaan ja normaalin suolentoiminnan välillä. Testi osoittaa, kuinka nopeasti ruoka kulkee ruoansulatuskanavan läpi. Menetelmällä voidaan tutkia myös kroonisen ripulin ja selvittää, liittyykö ongelma epätavallisen nopeaan tai normaaliin paksusuolen läpikulkuun. Lääkäri voi käyttää myös muuta menetelmää. Pyydä siinä tapauksessa lääkäriäsi kertomaan sinulle valitusta menetelmästä.

2) Mitä kapseli sisältää?

Laatikossa on läpipainopakkaus, jonka seitsemän (7) kapselia sisältävät röntgenpositiivisia merkkereita. Voit nähdä merkkereit kapselin sisällä ennen sen nielaisemista. Kapseli liukenee ja pienet merkkereit liikkuvat ruoan tavoin ruoansulatuskanavan ja paksusuolen läpi. Merkkereit poistuvat ulosteen mukana eivätkä ne ole sinulle haitallisia.

3) Mitä menetelmä tarkoittaa?

Seitsemäntenä päivänä suoritettava röntgenkuvaus auttaa lääkäriä laskemaan ruoansulatuskanavassa edelleen olevien merkkereiden määrän ja päättämään, mistä ongelmasta mahdollisesti kärsit ja kuinka sitä voidaan hoitaa. Testituloksista keskustellaan lääkärin kanssa.

Alla oleva taulukko näyttää, koska kapselit tulee nielaista (jos sitä ei ole kerrottu jo ajanvarauskirjeessäsi), perustuen röntgenaikasi päivään ja kellonaikaan. Alla mainitut ajat ovat vain esimerkkejä.

Päivä	1	2	3	4	5	6:1	6:2	7
<i>Kellonaika</i>	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	21:00	09:00
Renkaanmuotoiset markkerit	X	X	X	X	X			
Putkenmuotoiset markkerit						X	X	
Vatsan röntgenkuva								Röntgenkuva

Läpipainopakkaus on merkitty numeroin 1-6. Jokainen numero tarkoittaa yhtä päivää yllä olevassa taulukossa. Nielaise kapselit veden kanssa läpipainopakkauksen takapuolella olevien numeroiden järjestyksessä. Yksi (1) kapseli päivässä ensimmäiset viisi päivää. Kuudentena päivänä nielaistaan kaksi (2) kapselia 12 tunnin välein (katso taulukko yllä).

Jos kapseleita on vaikea nielaista, kokeile veden sijaan nielaista ne esimerkiksi omenasoseen tai jogurtin kanssa. Näiden vettä paksumpi koostumus voi helpottaa nielaistemista.

Noudata aikataulua tarkkaan, myös röntgenkuvaukselle varattua aikaa seitsemäntenä päivänä.

4) Kuinka röntgenpositiivisia Transit-Pellets™-markkereita säilytetään

Säilytetään normaalissa huoneenlämpötilassa

Pidä pois lasten ulottuvilta

5) Sisältö

Kapseli: Hypromellose methylcellulose E464

Markkerit: Elastosil® R 401/60 Silicone Rubber (78%), Barium Sulfate BaSO₄ powder EMPROVE (22%)

Tämä asiakirja on tarkoitettu vain tiedotustarkoituksiin, eikä se korvaa terveydenhuollon ammattilaisen sinulle antamia ohjeita.



Erä



Käytt. ennen



Valmistaja



Lue käyttöohjeet

Valmistaja: Medifactia AB

Osoite: Medifactia AB, c/o IOFFICE BUSINESS CENTER, Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm, SWEDEN

Puhelin: +46 (0)8-460 072 06

Nettiosoitte: <http://medifactia.com>

